

Informacje o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa aspiratorów i gruszek do nosa oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Używaj aspiratora/gruszki zgodnie z instrukcją producenta. Nieprawidłowe użytkowanie może spowodować podrażnienia lub uszkodzenia błony śluzowej nosa dziecka.
2. Regularnie czyść i dezynfekuj aspirator/gruszkę zgodnie z zaleceniami producenta. Zapewni to higienę i zapobiegnie rozwojowi bakterii.
3. Sprawdzaj końcówkę aspiratora/gruszki przed każdym użyciem. Upewnij się, że nie jest uszkodzona, pęknięta lub ma ostre krawędzie, które mogłyby zranić dziecko.
4. Nigdy nie wkładaj aspiratora/gruszki zbyt głęboko do nosa dziecka. Może to spowodować dyskomfort, podrażnienie lub uszkodzenie błony śluzowej.
5. Używaj delikatnego nacisku podczas zasysania wydzieliny. Zbyt silne zasysanie może być bolesne i podrażnić nos dziecka.
6. Aspirator/gruszka powinien być używany tylko przez jedną osobę. Nie dziel się aspiratorem/gruszką z innymi dziećmi, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się infekcji.
7. Przechowuj aspirator/gruszkę w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć przypadkowego połknięcia małych elementów.
8. Nie używaj aspiratora/gruszki, jeśli dziecko ma skłonności do krwawień z nosa lub inne problemy zdrowotne w obrębie nosa. Skonsultuj się z lekarzem przed użyciem.
9. Jeśli podczas używania aspiratora/gruszki zauważysz krew lub inne niepokojące objawy, natychmiast przerwij użytkowanie i skonsultuj się z lekarzem.
10. Podczas czyszczenia, nie używaj agresywnych środków chemicznych ani rozpuszczalników, które mogłyby uszkodzić materiał aspiratora/gruszki i być szkodliwe dla dziecka.
11. Jeżeli aspirator/gruszka posiada małe elementy (np. wymienne filtry), upewnij się, że są one prawidłowo zamocowane przed użyciem, aby uniknąć ryzyka połknięcia.
12. Nie używaj aspiratora/gruszki, jeśli dziecko jest bardzo niespokojne lub aktywnie się opiera. Istnieje ryzyko, że gwałtowne ruchy mogą spowodować uraz.
13. Po każdym użyciu, dokładnie umyj ręce.
14. Unikaj używania aspiratora/gruszki zbyt często. Nadmierne używanie może prowadzić do podrażnienia i wysuszenia błony śluzowej nosa dziecka.